



P-92000

Titulador automatico para determinar el valor TAN de productos del Petroleo de acuerdo al metodo ASTM D664, incluye un electrodo de referencia con manga de diafragma relleno con Cloruro de Litio 1 mol/Lt en Metanol, un electrodo de Platino, fuente depoder, jeringa de 10 ml, agitador magnético y soporte, 250 ml de Cloruro de Litio 1ml/Lt, un CD con Software TiCom y tuberia para conexiones.
Opera con 110/220 volts

www.heedding.com