



P-DL5Y

Centrifuga eléctrica de piso, a prueba de Explosión, para determinar el porcentaje de agua por centrifugación en aceite crudo de conformidad con la especificación la norma ASTM D4007, operada por microprocesador.

incluye sistema de calentamiento integrado capaz de regular una temperatura de $60^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$, con programa de aceleración y frenado , despliegue digital de la velocidad y la temperatura , operación silenciosa, aislada para reducir la pérdida de calor, tapa con seguro y alarma para evitar se abra cuando está girando .

con las siguientes características:

incluye rotor y accesorios para 4 tubos tipo pera de 100 ml y 4 tubos tipo zanahoria de 100 ml , NO incluye tubos de vidrio

velocidad maxima sin carga : 5000 rpm

RFC máxima sin carga : 4500xg

Velocidad máxima con el rotor :1850 rpm

control de temperatura : ambiental hasta 80°C

freno: automático electrónico

Seguridad: auto apagado cuando la corriente eléctrica es interrumpida, con segura para mantener la tapa cerrada mientras el motor está girando, el rotor no comienza a girar cuando la tapa está abierta.

Opera con 115v 50/60hz 10A

- Mide 61 cm de ancho, 72 cm de fondo y 114 cm de altura
- Pesa 108 Kg



www.heedding.com