



SYP1001B-V P-1002 Aparato manual para determinar el punto de inflamación con la copa abierta de Cleveland, a través del método GB/T3536 ASTM D92 Flash-Point etc. Control de temperatura auto programable, ignición a control remoto, pantalla digital.

Incluye Termómetro ASTM 11C Rango de -6 a 400°C y 2 Tapones de hule perforados para colocar el termómetro e Instructivo. Opera con 120 Volts.

MARCA SHENKAI PETROLEUM INSTRUMENTS LTD.

www.heedding.com