


Balanza Electrónica

VE-5000



Capacidad	Hasta 5000 g
Sensibilidad	0.1 g
Linealidad	±0.2 g
Reproducibilidad	±0.1 g
Tiempo de Estabilización	2 segundos
Dimensiones	280 x 190 x75 mm
Peso del equipo	2.6 kg
Calibración	Digital, externa
Pantalla	LCD
Alimentación	120V, con adaptador
Interfaz	RS232



Balanza electrónica de gran capacidad, para uso en campo, escuela, comercio e industria. De fácil operación, pantalla legible y estable en sus pesadas. De fabricación rígida y resistente.

Distribuidor:

Tamaño de la plataforma/ plato de acero inoxidable	188 x 160 mm
Temperatura de Operación	12.5° - 27.5° C
Rango de Humedad de Operación	50 - 80%
Unidades de pesaje	g, %, ct, lb, oz, ozt, dwt, t, N, GN, T/A/R, conteo de piezas (14 en total)
Accesorios	Empaque de poliestireno, Instructivo de Operación, CD con software y cable para descarga de datos, adaptador de corriente
Marca	VELAB
Certificación	ISO 9001: 2008
Garantía	1 año