



P1012

Equipo Manual para destilación de gasolinas, de mano izquierda. Cumple con los métodos ASTM D86, ASTM D850 y ASTM 1078 con las siguientes características :

La unidad de calentamiento del modulo de destilación incluye una plataforma para colocar el matraz, ventana de observación, resistencia (calentador) de 1000 watts con control

electrónico de voltaje para variar la temperatura. con perilla de control , requerimiento eléctrico 115 volts 50/60 ciclos

Se incluye lo siguiente :

- 1 Termómetro ASTM 7C,
- 1 Termómetro ASTM 8C,
- 1 Probeta de vidrio de 100 ml, división de 1 ml, tolerancia +/-0.40 ml, una sola escala en sistema métrico decimal.
- 1 Matraz para destilación ASTM D86 de 125 ml con cuello recto .
- 1 Tapón de Silicon para centrado del termómetro
- 1 Tapón de Silicon para centrado del MATRAZ
- 3 Placas de asbesto con orificios diferentes

Opera con 220 volts

www.heedding.com