



TF224B Random Tumble Pilling Tester de 4 tambores. Para determinar las características de pilling y fuzzing de tejidos textiles, de acuerdo con la norma **ASTM D3512**. La secadora Random Pilling Tester utiliza impulsores de acero inoxidable que giran dentro de las cámaras de aluminio individualmente iluminadas constantemente golpeando las telas de prueba contra los revestimientos de corcho por un tiempo predeterminado controlado por un temporizador y una alarma audible. El aire comprimido también se inyecta en la cámara para ayudar en la acción de volteo. Con 4 cámaras pilling prueba. Se requiere suministro de aire comprimido. Opera con 120 volts 60 ciclos 3A.

www.heedding.com