



Equipo de gran precisión, puede dosificar desde 0.0006 a 570 ml por minuto según medida de la manguera que se utiliza.

Con su motor paso a paso regula velocidad de 0.1 a 150 RPM con gran precisión de 0.5%.

Control de velocidad programado con potenciómetro, botón de selección de rotación iniciar y detener, botón de máxima velocidad para cebado, memoria no volátil.

Coraza plástica de fácil limpieza.

Ventilador para uso continuo del aparato.

Cabeza de la bomba con mecanismo para fácil montaje de la manguera.

Flujo en ml		Datos técnicos	
<b>Tipo de tubo</b>	<b>RPM (0.1 a 150)</b>	<b>Tension</b>	<b>120 Vac</b>
#13	0.006 a 9 ml	<b>Frecuencia</b>	60 Hz
#14	0.02 a 30 ml	<b>Modelo</b>	<b>BP-150</b>
#16	0.08 a 120 ml	<b>Dimensiones</b>	18 x 32.5 x 20 cm
#25	0.14 a 255 ml		
#17	0.28 a 420 ml		
#18	0.38 a 520 ml		
		<b>(frente x fondo x alto)</b>	