



El control CT-3300 se puede adaptar a todas las parrillas, tiene 2 sensores de temperatura uno de acero inoxidable que puede medir el líquido y otro sensor que se inserta en la placa de aluminio y mide la temperatura de ésta, cuenta con un botón selector para monitorear temperatura del producto o temperatura de la placa de calentamiento, el control es digital PID que regula temperaturas con gran precisión con una sensibilidad de 0.1°C. Se puede integrar a cualquiera de las parrillas indicando el modelo más el control, ejemplo: PCA-1500 + CT-3300



[www.heeding.com](http://www.heeding.com)