



Manta de calentamiento múltiple. Esta manta sirve para calentar matraces esféricos de forma delicada y uniforme, se puede utilizar para el extractor soxhelt, para hacer reflujos, destilaciones, etc.

Éste equipo de laboratorio es fabricado con cubierta de aluminio y mueble de acero con recubrimiento epoxipoliéster, el calentador es de fibra de vidrio con resistencia cromo-níquel. Se suministra con barras soporte de 70cm de altura de acero inoxidable donde se puede fijar la vidriería, los clamps y pinzas se venden por separado.

Cuenta con control de temperatura de rango infinito independiente para cada calentador, el equipo se presenta en tres dimensiones de matraces para 250ml, 500ml y 1000ml y se fabrica para 4 o 6 unidades.

También se fabrica en agitación magnética, con motor de uso continuo, imanes de neodimio.

Datos técnicos MANTA DE CALENTAMIENTO CON CONTROL DE TEMPERATURA INTEGRADO

| Modelo | MC 301-4X4 | MC 301-4X6 | MC 301-5X4 | MC 301-5X6 | MC 301-6X4 | MC 301-6X6 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Capacidad | 250ml | 250ml | 500ml | 500ml | 1000ml | 1000ml |
| Unidades | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| Volts | 127 VCA | 127 VCA | 127 VCA | 127 VCA | 127 VCA | 127 VCA |