



Manta de calentamiento con control de temperatura integrado y agitación. Ésta manta sirve para calentar matraces esféricos de forma delicada y uniforme, se puede utilizar para el extractor soxhelt, para hacer reflujos, destilaciones, etc.

Éste equipo de laboratorio es fabricado con cubierta de aluminio y mueble de acero con recubrimiento epoxipoliéster, el calentador es de fibra de vidrio con resistencia cromo-níquel. Se suministra con barras soporte de 70cm de altura de acero inoxidable donde se puede fijar la vidriería, los clamps y pinzas se venden por separado.

Cuenta con control de temperatura de rango infinito independiente para cada calentador, el equipo se presenta en tres dimensiones de matraces para 250ml, 500ml y 1000ml y se fabrica para 4 o 6 unidades.

También se fabrica en agitación magnética, con motor de uso continuo, imanes de neodimio.

Datos técnicos

Modelo	MCA 302-4X4	MCA 302-4X6	MCA 302-5X4	MCA 302-5X6	MCA 302-6X4	MCA 302-6X6
Capacidad	250ml	250ml	500ml	500ml	1000ml	1000ml
Unidades	4	6	4	6	4	6
Volts	127 VCA	127 VCA	127 VCA	127 VCA	127 VCA	127 VCA

www.heedding.com