



Manta para reactor cilíndrico fondo esférico. Ésta manta se fabrica con calefactor de fibra cerámica y resistencia de cromo- níquel, cuenta con control de temperatura de rango infinito que permite regular un temperatura estable, su forma permite calentar reactores cilíndricos con fondo esférico.

Opcional:

- Perforación en el fondo para sacar conducto al exterior

Datos técnicos

Modelo	301C-1	301C-2	301C-3	301C-4	301C-5
Capacidad ml	500	1000	1000	3000	5000
Volts	144 VCA	240 VCA	360 VCA	480 VCA	600 VCA
Watts	127 VCA				

www.heedding.com