

# Baño Ultrasonico

Baño ultra silencioso utilizado para la limpieza del instrumental quirúrgico, cristalería, equipos de endoscopia, ó para la limpieza de cualquier instrumento difícil de limpiar de forma tradicional. Equipo muy utilizado en hospitales, laboratorios e industrias.

Modelos

**8892**

**8893**

Capacidad	6 lt.	10 lt.
Frecuencia	40 KHz.	40 KHz.
Poder	200 W.	300W.
Medidas de la tarja de limpieza	300 x 150 x 150 mm	300 x 240 x 150 mm
Medidas externas del equipo	406 x 305 x 368 mm	406 x 394 x 368 mm
Tapa	Sí	Sí
Control de tiempo y temperatura	Digital	Digital
Drenado	Sí	Sí
Canastilla	Sí	Sí
Garantía	1 año	1 año

## Aplicaciones



- Instrumentos medicos, dentales.
- Cristaleria para laboratorio.
- INDUSTRIAL: engranajes, switches, etc.



## Características:

- Diseño más utilizado en el mundo.
- Control preciso de Temperatura y tiempo.
- Sus frecuencias proporcionan una limpieza uniforme.
- Tanque de acero inoxidable, está rodeado por una carcasa de polipropileno muy resistente a impactos.
- Panel del control impermeable a salpicaduras y derrames.