

Centrífugas Powerspin™

La Centrífuga Móvil PortaSpin C828H le permite realizar trabajo extramuro. Si es un veterinario de campo, enfermera de visita o médico, entonces este equipo satisface sus necesidades. Disponible con 8 lugares y adaptadores para ajustar a tubos de 2 - 15 mL. Incluye un adaptador de luz estándar para auto de 12 V, un adaptador eléctrico de salida de 110V opcional, para uso de vuelta al laboratorio.

La Centrífuga Móvil C828H PortaSpin está equipada también con un nivel en la tapa para asegurar que se encuentra nivelada antes y durante el funcionamiento. Una fuerte asa de acero inoxidable le permite transportarla fácilmente.

Cuando use esta unidad, lo más probable es que no se encuentre en su ambiente de laboratorio, por lo que no tendrá una gradilla para colocar sus tubos. Para solucionar este problema el equipo incluye la gradilla Holdster, que puede adaptarse fácilmente a un lado de la centrífuga y tiene una capacidad para hasta 18 tubos o adaptadores para tubos de otros tamaños.

Catálogo: **PowerSpin™ Centrífuga PortaSpin™, PX Mobile**

Especificaciones

- Velocidad fija 3500 RPM para sangre
- Contador de tiempo 30 min.
- Tamaño 25.9 cm x 29.9 cm x 20.3 cm
- Capacidad para 8 Tubos de 2 a 15 ml

- Diseñada para profesionales en movimiento
- Se conecta a una salida de energía para auto de 12V
- Cuenta con una asa de acero inoxidable para transportarse
- Nivel tipo "ojo de pez" insertado en la tapa de la centrífuga para nivelar antes de centrifugar.
- Adaptador de corriente opcional disponible
- Garantía Limitada de un año.



UNICO

UNITED PRODUCTS & INSTRUMENTS INC