

Centrífuga Educativa

Centrífuga silenciosa para ser usada en Educación Básica para prácticas clínicas, biológicas, bioquímicas, así como la enseñanza para el análisis cualitativo de suero, plasma, urea, etc. Cuenta con reloj y control de velocidad, su carcasa es muy resistente.

80-2

Especificaciones

*Velocidad máx. (RPM)	4000
*Control de velocidad:	Sí
*Capacidad Rotor:	12 Tubos de 20 ml
*Rango de Tiempo:	0 a 30 min.
*Máx RCF:	2325 Xg.
*Alimentación:	110V, 135 W
*Frecuencia:	50 Hz.
*Sonido menor a :	70 dB
*Peso Kg:	10
*Dimensiones mm (L,AN,AL):	250 x 280 x 230

