

# Agitador de Pipetas

El agitador de pipetas es un instrumento fundamental en los laboratorios. El agitador PS2A de 6 puestos es pequeño, robusto y garantiza años de servicio. Éste equipo tiene un motor duradero que puede ser accionado por temporizador o de encendido continuo y que agita las muestras con una velocidad fija de 2500 RPM para excelentes resultados. Este instrumento es indicado para uso en hematología, pruebas especiales y otras técnicas manuales.



- \* Capacidad para 6 pipetas.
- \* Temporizador de 60 minutos.
- \* Velocidad Fija de 2500RPM.
- \* Interruptor de encendido de tres posiciones: Uso Continuo/ Apagado/Uso con Temporizador.
- \* Luz de encendido.
- \* Construcción de metal.
- \* Acabado de pintura resistente a ácidos y reactivos.
- \* Alimentación eléctrica de 110V AC.
- \* Garantía limitada: Un año.
- \* Dimensiones: 140 x 140 x 155 mm.
- \* Peso: 3 kg.

**Modelo: PS2A**