

Baño seco termostático moderno con diseño compacto y ahorrador de espacio. Está equipado con teclas de control táctiles. Las temperaturas establecidas y las de tiempo real pueden visualizarse fácilmente. Su estética es elegante y limpia. La placa de calentamiento de aluminio es fácil de cambiar, y está disponible para diferentes tamaños y cantidad de tubos.

Baño seco termostático para aplicaciones clínicas

Especificaciones:		CVP-150
Intervalo de temperatura ajustable	Temperatura ambiente + 5 °C hasta 150 °C	
Precisión de la pantalla	Aproximadamente 0.1 °C a 0.5 °C	
Potencia máxima	150 W	
Tamaño de la base para tubos	95 x 25 x 50 mm	
Variación de temperatura	± 0.5 °C	
Dimensiones externas (LxAnxAlt)	200 x 180 x 100 mm	
Configuración estándar	35 tubos de 0.5 mL 24 tubos de 1.5 mL	
Garantía	1 año	
Marca	CScientific	

*El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso

