


Agitador Universal

Agitadores con amplia plataforma para la agitación de muy diferentes recipientes como: Matraces Erlenmeyer, Vasos de Precipitados, Cajas Petrí, Geles, Bolsas de Sangre, Placas, Bandejas, Botellas, etc.

Funcionamiento continuo y eficiente, estos equipos cuentan con una gran estabilidad y es muy sencillo su funcionamiento. Muy utilizados en Hospitales, Laboratorios Clínicos y Universidades. Superficie antideslizante que ofrece una buena estabilidad.

Ideales para Agitar o mezclar de manera eficiente líquidos o sustancias para análisis en el Laboratorio.



CRM-OS1



CRM-OS2

Catálogo	CRM-OS1	CRM-OS2
Velocidad	0 - 210 RPM	0 - 230 RPM
Tiempo	0 - 15 minutos	0 - 15 minutos
Diámetro de Inclinación	22 mm	22 mm
Área de Trabajo	315 x 218 mm	224 x 152 mm
Voltaje	110V, 50 Hz	110V, 50 Hz