



Agitador multitubo con aplicaciones en mezcla de suspensiones, pruebas de resistencia en análisis clínicos, en laboratorios ambientales y químicos. Permite mejorar la eficiencia de los procedimientos ya que ahorra tiempo e agitación al permitir poner varios tubos simultáneamente.

Agitador Vortex Multitubo

Especificaciones	VM-100
Intervalo de Velocidad	500~2500 RPM
Certidumbre en la velocidad	±25 RPM
Temporizador	1 min ~ 99h59min
Orbita	3.6mm
Máxima capacidad de peso	4.5kg
Dimensiones de la bandeja	31 x 18 cm
Dimensiones globales	426 x 250 x 480mm

*Características Adicionales:

- Visualización de tiempo y velocidad.
- Modo de pulsado: Con pulsos programables ajustables en pulso encendido y apagado, pulsos de 1~59segundos en intervalos de 1 segundo. Esta función permite tener un mezclado más vigoroso.
- Control por microprocesador que permiten mejor control y un mezclado uniforme.
- Visualización en pantalla LCD que permite observar el tiempo y la velocidad programados por el operador.
- Tienen capacidad de procesar hasta 50 muestras a la vez.



Accesorios (rejillas multi-tubo de espuma) Incluidas

Código	Tipo	Cap. de Tubos	Dimensiones
AS-02041-01	MTV-B04	50 x Ø 16mm/15ml	245x132x45
AS-02041-06	MTV-B06	15 x 50ml	245x132x45

