

INCUBADORA TIPO DIGITAL

DIGITAL DE TEMPERATURA. CON AISLANTE TERMICO DE ALTA TEMPERATURA.

DIMENSIONES INTERIORES: 350 MM ANCHO X 350 MM LARGO X 410 MM ALTURA.

DIMENSIONES EXTERIORES: 500 MM ANCHO X 520 MM LARGO X 710 MM ALTURA.

CAPACIDAD: 50 LT

POTENCIA : 200 W

CONSTRUCCION INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE.

CONSTRUCCION EXTERIOR EN ACERO ESMALTADO DE ALTA CALIDAD, ESPESOR 1 MM-1.5 MM.

ENTREPAÑOS: 2 CON CHAROLAS AJUSTABLES.

CONVECCION MECANICO O POR GRAVEDAD.

INCLUYE PUERTA INTERIOR DE VIDRIO TEMPLADO. CON CERRADO TERMICO.

RANGO DE TEMPERATURA REGULABLE: AMBIENTE +/- 5 °C A 65 °C

CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA CON LED DE 4 DIGITOS.

CONTROLADOR CON MICROPROCESADOR (PID) MULTIFUNCION.

TIMER: 0- 9999 MINUTOS.

SENSIBILIDAD: 0.1 °C

ESTABILIDAD: +/- 0.5 °C

ALIMENTACION: 120 V , 50/60 HZT.

MANUAL DE OPERACIÓN EN INGLES

GARANTIA : 1 AÑO

FABRICACION: USA

MODELO: DHP9052

