

## Agitador de Pipetas

El agitador de pipetas es un instrumento fundamental en laboratorios y UNICO® le trae un modelo de alta calidad: el L-P600T Shake-It! El agitador Shake-It! de 6 puestos es pequeño y robusto y garantiza años de servicio. Éste equipo tiene un motor duradero que puede ser accionado por temporizador o de encendido continuo y que agita las muestras con una velocidad fija de 2500 RPM para excelentes resultados. Este instrumento es indicado para uso en hematología, pruebas especiales y otras técnicas manuales.

Catálogo: **L-P600T**

### Especificaciones

Dimensiones 5.2 x 5.8 x 6.2 pulgadas  
133 x 147 x 157 mm

Peso 3.8 lbs/ 1.7 Kg

Dimensiones de envío 8.1 x 6.9 x 8.1 pulgadas  
206 x 176 x 206 mm

- Capacidad para 6 pipetas de 2500 RPM
- Temporizador de 15 minutos
- Interruptor de encendido de tres posiciones: Uso Continuo/Apagado/Uso con Temporizador
- Luz de encendido
- Construcción de metal
- Acabado de pintura resistente a ácidos y reactivos
- Alimentación eléctrica de 110V AC
- Garantía limitada: Un año



**UNICO**

**UNITED PRODUCTS & INSTRUMENTS INC**