

Estos equipos están diseñados para ser utilizados en Educación Media Superior y para necesidades básicas en laboratorios de análisis y control de calidad. Ofrecemos la satisfacción total en cualquiera de estos equipos o la devolución de su dinero. Garantía: Todos los equipos CIVEQ están garantizados contra defectos en los materiales y mano de obra por un período de un año.

Agitador para Microplacas


Agitador para Microplacas

Catálogo	Especificaciones	
AMP-A	Velocidad	0-1500 RPM
	Rango de Agitación	5 mm
	Dimensiones	24 x 19 x 16 cms
	Voltaje	120 V
	Dirección	Simple
	Información	Para placas microtiter de 96 pocillos en fondo "U" y "V".



Baño María

Estructura metálica con cuerpo interior de acero inoxidable, control de temperatura análogo y pantalla digital para mantener constante la medición de la temperatura hasta 100 °C. Excelente precisión para laboratorios clínicos, químicos y escolares, a un precio muy accesible.



Catálogo	Especificaciones	
HH-2	Temperatura	Ambiente -100 °C
	Sensibilidad Temperatura	±1°C
	Potencia de Calentamiento	500W
	Dimensiones interiores	30 x 16 x 13 cms
	Dimensiones exteriores	45 x 22 x 16 cms
	Voltaje	120 V