

DURÓMETRO AUTOMÁTICO PARA PASTILLAS

Números de Catálogo:
 Descripción General:

FL-YD1
 Medidores de Dureza - Durometros - Probadores de dureza en tabletas son instrumentos para la detección de rotura en la dureza de las pastillas.



Norma aplicable: Estándar Corporativo (Probador de dureza en tabletas) Q/12XQ0186-2005

CARACTERÍSTICAS

- La pastilla se carga y se presiona artificialmente.
- Tiene sensor de presión para una alta precisión y sus datos de dureza se muestran en su pantalla LED.
- Se pone a prueba la dureza del comprimido continuamente.
- Los datos de prueba se muestran en la pantalla y se bloque automáticamente, por lo que se mantiene un momento la prueba y repetir nuevamente.
- Automatización: auto-prueba, auto-diagnóstico, auto-alarma.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Rango de dureza	2-199.9 N
Precisión de dureza	+/-0.5%
Rango de diámetro de prueba	3-20 mm
Horas de trabajo continuo	>24 horas
Energía	10W
Suministro de energía	AC,220V/50HZ or 110V/60HZ
Peso	5 kg
Tamaño total	320×200×100 mm

MODELOS

No. de Cat.	DESCRIPCIÓN
FL-YD1	Durómetro Automático para Pastillas

