



148

Destilador de solventes

Es muy útil para la recuperación o secado de solventes. La cabeza de destilación cuenta con un tubo lateral que funciona como columna de rectificación que puede ser utilizada con anillos rashing o sin empaque, la cámara de gran volumen puede almacenar hasta más de 2lt.

Sin que se tenga que descargar evitando el riesgo de contaminación del producto, la parte inferior lateral lleva juego de llaves que permite el regreso del matraz o para retirar el destilado.

El condensador de poder en la parte superior permite el concentrar a vacío gas inerte.

Matraz redondo con junta 45/50, capacidad de 3000 ó 5000ml. La manta proporciona una gran estabilidad al equipo y controla temperaturas ideales para la destilación que son regulables por su control integrado.

NOTA: Para alguna refacción solicite los componentes según modelo.

Componentes:

- Manta de calentamiento más modelo.
- Matraz de destilación más modelo.
- Cabeza de destilación más modelo.
- Condensador más modelo.

Datos técnicos

Modelo	148A-1	148A-2	148B-1	148B-2
Capacidad	1000ml	2000ml	3000ml	5000ml
Medidas aprox. cm.	70 X 22 X 25	75 X 25 X 28	86 X 30 X 33	94 X 33 X 35
Voltaje	127 VCA 60 Hz	127 VCA 60 Hz	127 VCA 60 Hz	127 VCA 60 Hz