



AGO

**Agitador 3 pisos con clamps 6090**



**No requiere clamps  
velocidad máxima  
200 R.P.M.**



AGO

**Agitador dos pisos con  
plataforma adherente**

**En la plataforma  
de 60 x 90 alcanzan  
hasta 63 clamps  
de 250 ml..**

**Si elige su equipo con placa universal puede elegir los clamps según su preferencia.**

**Clamps**

<b>Capacidad</b>	50 ml.	100 ml.	125 ml.	250 ml.	500 ml.	1000 ml.	2000 ml.	4000 ml.	5000 ml.
<b>Modelo</b>	CL-50	CL-100	CL-125	CL-250	CL-500	CL-1000	CL-2000	CL-4000	CL-5000

