



Manta de calentamiento con agitación magnética

Esta manta agita magnéticamente, calienta y controla la temperatura con su control de rango infinito y mantiene una temperatura estable. Calienta hasta 450°C. Con su motor de uso continuo regula la velocidad para que sea estable. El interior es fabricado de tela de fibra de vidrio y al exterior tiene una coraza de aluminio, con protección metálica y agitación magnética integrada para matraces esféricos.



Datos técnicos

Modelo	Cap. ml.	Watts	Volts	Diám. matraz
302-1	25 ml.	48 W	120 VCA	40 mm.
302-2	50 ml.	48 W	120 VCA	51 mm.
302-3	100 ml.	76 W	120 VCA	64 mm.
302-4	250 ml.	103 W	120 VCA	85 mm.
302-5	500 ml.	144 W	120 VCA	105 mm.
302-6	1000 ml.	240 W	120 VCA	131 mm.
302-7	2000 ml.	360W	120 VCA	166 mm.
302-8	3000 ml.	480 W	120 VCA	185 mm.
302-9	5000 ml.	600 W	120 VCA	223 mm.