



Reactores

En esta página decidimos mostrar la variedad de reactores que podemos fabricar para diferentes aplicaciones en diferentes volúmenes con diferentes materiales y podemos adaptarnos a sus requerimientos.



Jarra de reacción de acero inoxidable encaquetado y sin chaqueta. Se fabrican desde 25 hasta 1000 ml.



Minirreactores cilíndricos encaquetados y sin chaqueta. Se fabrican desde 25 ml hasta 500 ml.



Reactores con chaqueta y sin chaqueta desde 500 ml hasta 20 litros fabricados en vidrio borosilicato.



Se presenta este equipo con soporte de acero, manta de calentamiento, reactor de vidrio con tapa de acero inoxidable, control de temperatura digital, control de velocidad.



Reactores de electroquímica fabricación especial



Reactores de fotoquímica fabricación especial

En SEV PRENDO contamos con experiencia de más de 25 años en la fabricación de equipos, donde hemos fabricado diferentes reactores y podemos entregar los reactores equipados con todo lo que corresponde de aditamentos de vidrio, así como con sistema de agitación sean magnéticos o mecánicos, con sistema de calentamiento, con control de temperatura digital, equipos combinados como jarra de vidrio con tapa de acero inoxidable o jarra de acero inoxidable con tapa de vidrio, con conexiones normativas de vidrio o con conexiones para acero inoxidable tipo NPT o requerimientos especiales.