



Mesa anti-vibratoria Modelo A71000 **Marca Scorpion Scientific**, para balanza analítica de 80 cm de ancho x 50 cm de fondo x 94 cm de altura, formada por 2 pedestales, un travesaño y cubierta con estructura de acero recubierto de lámina de acero inoxidable tipo 304 calibre 20, con sistema anti-vibratorio; los pedestales tienen hule anti-vibración en la base, incluye una placa de mármol laca de mármol con dimensiones de 30 x 40 y $\frac{3}{4}$ de grosor, 3 pelotas de golf e instructivo. **Se llena localmente con 3 bultos de arena.. Fab. Nac.**

ventas@heeding.com

Scorpion Scientific