

Centrificient I

Centrífuga de gran velocidad que genera una fuerza centrífuga que produce una separación más completa de los componentes celulares y resulta en mejores muestras de suero, plasma ó urea en los campos de biología, química, medicina, etc.

Ultrasilenciosa con materiales de alta resistencia, el uso de su control digital es sencillo y pantalla fácil de leer por lo que ayuda a prevenir errores en el laboratorio. Tiene una función de autobalanceado. Equipo seguro y confiable ya que cuenta con una cerradura electrónica.

Ofrecen características más eficientes con el precio más accesible en el mercado.

CRM
Globe

Centrifuga Digital de Mesa

Características Adicionales:

- Centrífuga Electromagnética (no utiliza carbones) libre de mantenimiento.
- Botón de apertura de EMERGENCIA.
- Rotor de 12 tubos de 15 ml.
- Botones Digitales fáciles de usar aún con guantes
- Velocidad variable de 0 a 4,000 RPM.
- Multi funciones en Panel de Control.
- Temporizador Digital de 99 minutos.
- Patas tipo ventosa, antideslizantes.
- Dispositivo de seguridad que no permite abrir la tapa mientras el rotor esté girando
- Exterior de fácil limpieza CENTRÍFUGA DE MESA DIGITAL.
- Incluye adaptadores para tubos de 10 ml

Modelo	Centrificient I
Velocidad máx. (RPM):	4,000
Control de Velocidad, tiempo; RCF	Digital
Capacidad de Rotor:	12 tubos de 10 a 15 ml
Rango de Tiempo:	0-99 min.
Máx RCF:	1,700 Xg
Alimentación:	120V, 5A
Frecuencia :	50 Hz
Sonido menor a:	50 Db
Peso:	10 Kg
Dimensiones mm (L,AN,AL):	230 x 310 x 240
Certificación:	ISO 9001: 2000

