

BH-2

Bomba de Vacío



Este equipo tiene características de diseño más avanzadas, una mayor eficiencia, una mayor vida útil de funcionamiento.

Se utiliza principalmente para la colección de vapores ácidos.

Es un producto ideal para utilizarse con Lavadores de Gases.

Es un equipo esencial en el laboratorio.

La bomba esta fabricada con PVC. Es antiséptico y de fácil manejo. Puede usarse durante periodos prolongados.

El equipo puede cumplir con los requisitos de todo tipo de entornos de trabajo.

Cuenta con:

- Salida de vacío.
- Salida para recirculación de agua.
- Manómetro.

Datos técnicos	
Dimensiones (largo x ancho x alto)	400 x 290 x 410
Presión final (PSI)	14
Potencia del motor (W)	180
Vacío 20°	736 mmHg
Conexión: entrada	Ø10
Voltaje (VCA)	120
Capacidad tina (L)	15
Peso (kg)	10
Material: Bomba	PVC