

Centrificient X

CRM
GLOBE

Las centrifugas Refrigeradas para banco de sangre CRM GLOBE , están diseñadas para que el proceso de la separación de la sangre sea correcta y tengan resultados con altos contenidos de plaquetas. Su gran estabilidad convierten a la Centrificient X en un equipo de trabajo óptimo. Su desempeño es sobresaliente en la centrifugación rápida y eficiente de bolsas de sangre y el procesamiento de cantidades grandes de muestras. Reducida emisión sonora garantiza condiciones laborales agradables.

Características Adicionales:

- Centrifuga de piso con gabinete.
- Cámara de Acero Inoxidable.
- Controlada por microprocesador.
- Unidad impulsada sin escobillas.
- Rotor con capacidad para 6 plazas para bolsas de plástico.
- Panel de control digital para Velocidad del rotor, tiempo y temperatura.
- Despliegue digital de programación de Velocidad, RCF, Tiempo restantes de corrida y transcurrido, Numero de programa y temperatura programada.
- Sistema de seguridad que impide la apertura de la tapa durante la centrifugación, también indica el desbalance y el sobrecalentamiento de la cámara.

Centrifuga gran capacidad refrigerada para banco de sangre

Modelo	Centrificient X
Velocidad máx. (RPM):	8,000
Capacidad Máxima:	14,400 ml
Número de vasos:	6 Individuales
Precisión en la Velocidad:	± 50 RPM
Máx RCF:	11,260 Xg
Rango de Tiempo:	0-99h 59 min
Precisión en la Tem.:	±1°C
Rotor de ángulo fijo incluido (capacidad):	a) 2400 ml X 6 (8000 RPM) incluye adaptador
Cerradura	Electromagnética con cierre a presión
Rango de Temperatura:	-20 °C a 40 °C
Alimentación:	220 V, 50 Hz, 30 A
Frecuencia :	50 Hz
Sonido menor a:	<70 Db (A)
Peso:	260 Kg
Dimensiones (L,AN,AL):	900x1000x1300 mm
Certificación	ISO 9001: 2000



2400 ml X 6



www.rivasa.com.mx