



CÁMARA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL PARA GELES GRANDES.  
CATALOGO A1  
MARCA THERMO SCIENTIFIC

- Dimensiones del gel: 13 x 25cm (ancho x largo)
- Volumen máximo del buffer de corrida: 1600ml
- Capacidad: 8 - 150 muestras
- Incluye: 1 cámara para buffer, 1 tapa con puertos para conexión a la fuente de poder, 1 bandeja para el gel, 2 barreras de delimitación del gel, 3 peines: 12, 16 y 20 dientes con 1.5mm de espesor.