



SISTEMA DE ELECTROFORESIS MINIGEL 9X11CM  
MARCA THERMO SCIENTIFIC  
CATALOGO B1-EQP

Con las siguientes características:

- Dimensiones de los geles: 9 x 11cm (ancho x largo)
- Volumen máximo del buffer de corrida: 600ml
- Capacidad: 5 a 34 muestras
- Incluye: 1 cámara con tres niveladores, 1 tapa "SuperSafe" con puertos para conexión a la fuente de poder, 1 bandeja para gel, 2 peines de 6 y 10 pozos de doble cara con 1 y 1.5mm de espesor.