

Dispensador de parafina

*Modelo:

YD-C

Equipo para fundición de parafina, de amplio uso en laboratorios de histología y patología. Cuenta con grifo para dispensar mejor sobre moldes o cassettes de inclusión, así como luces indicadoras

*Capacidad de la tina:	Aproximadamente 9.4 L (2.5 Galones)
*Requerimientos de energía:	CA 110 V
*Temperatura:	0 - 90 °C
*Material de la tina:	Acero inoxidable
*Dimensiones internas de la tina:	(Diam) 24 x (Alt) 26 cm
*Panel de control:	Pantalla LCD con teclas suaves al tacto

El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios relacionados al diseño y especificaciones sin previo aviso, todos ellos con fines de mejora del equipo.

Garantía: 1 año
Fabricación: USA
Marca: ECOSHEL



En atención especial a nuestros clientes y por seguridad de los usuarios, todos los equipos incluyen su instructivo en español, con información útil e importante para un mejor uso, desempeño y obtención del máximo aprovechamiento.

