

# Congelador Horizontal

\*Modelo:

# 40-251

La serie de congeladores de ECOSHEL están diseñados para almacenar materiales, muestras y sustancias a muy bajas temperaturas, por lo que son ideales para hospitales, estaciones de control de epidemias, bancos de sangre, institutos de investigación, universidades, industria biológica y farmacéutica, e ingeniería genética, entre muchos otros. La temperatura interna de la cabina puede ajustarse fácilmente a través de las teclas del panel de control. Todas las operaciones son prácticas y confiables.

*Temperatura de almacenamiento:	- 10 ~ - 40° C
*Capacidad:	251 L
*Temperatura de funcionamiento del equipo:	32° C
*Sensibilidad:	1° C
*Voltaje:	110 V
*Potencia:	270 W
*Refrigerante:	R134A libre de CFC
*Sistema de refrigeración:	Automático de cascada, con compresor tipo DANFOSS
*Dimensiones exteriores :	730 x 1204 x 968mm
*Materiales de fabricación:	Interior: Acero inoxidable; Exterior: Acero con pintura epóxica; Puertas con sílica gel para cierre hermético.
*Características adicionales:	Alarma visual y auditiva



En atención especial a nuestros clientes y por seguridad de los usuarios, todos los equipos incluyen su instructivo en español, con información útil e importante para un mejor uso, desempeño y obtención del máximo aprovechamiento.

Garantía: 1 año  
Fabricación: USA  
Marca: ECOSHEL



[www.rivasa.com.mx](http://www.rivasa.com.mx)

RIVASAPUNTOCOM, S.A. DE C.V.  
EQUIPO Y MOBILIARIO  
DE LABORATORIO