

Rotatorio Manual

El Microtomo Rotatorio 202A de ECOSHEL es un equipo mejorado de 3ra generación. Se utiliza principalmente para el corte de tejidos sanos y patológicos de animales y plantas, en institutos de investigación, universidades, hospitales y laboratorios.

Está equipado con semiconductores de refrigeración eléctrica que enfrían rápidamente las muestras. Tiene las ventajas de tener un diseño racional, alta precisión, mucho tiempo de vida útil, y es fácil de operar.

*Temperatura de operación del aparato:	+5° C a +40° C
*Grosor de los cortes:	1 a 25 µm
*Ajuste del grosor del corte:	1 µm
*Alimentación horizontal:	35 mm
*Alimentación vertical:	46 mm
*Área máxima de corte:	25 x 35 mm
*Dimensiones:	350 x 350 x 270 mm
*Peso:	26 kg
*Accesorios:	Contador con pantalla digital
*Características adicionales:	Cuchilla afilable, no requiere repuestos La manivela puede detenerse en lo alto para cambiar la muestra.



En atención especial a nuestros clientes y por seguridad de los usuarios, todos los equipos incluyen su instructivo en español, con información útil e importante para un mejor uso, desempeño y obtención del máximo aprovechamiento.

Garantía: 1 año
Fabricación: USA
Marca: ECOSHEL

