

# Microtomo Semiautomático

\*Modelo:

335

El Microtomo Computarizado 335 es ampliamente usado para obtener cortes de rutina y en laboratorios de hospitales, universidades, instituciones médicas, cuarentena de animales y plantas, departamentos de inspección de jurisprudencia médica y unidades de investigación científica. Se usa para cortar secciones de tejidos-muestras de diferentes espesores para diagnósticos patológicos.

El equipo proporciona un rendimiento estable, es de fácil operación, cómodo para trabajar y lo caracterizan tanto sus estándares de seguridad como el nivel confortable de su superficie de trabajo y diseño ergonómico.

|  |  |
|--|--|
| *Visualización de parámetros:                                      | Pantalla LCD con tablero digital   |
| *Intervalo de grosor de la sección:                                | 1-100µm  |
| *Intervalo de grosor del corte:                                    | 1-100µm  |
| *Retracción de la muestra:   | 12 µm  |
| *Dislocación Máxima horizontal de hachazo o golpe de la muestra:   | 20mm   |
| *Desplazamiento máximo vertical del hachazo o golpe de la muestra: | 60mm   |
| *Valor gradual mínimo del grosor de la sección:                    | 1µm  |
| *Valor gradual mínimo del grosor del corte:                        | 1µm  |
| *Precisión de la sección:  | ±10%   |
| *Sección máxima:   | 50 × 45mm  |
| *Dimensiones totales:  | 500 × 420 × 310 mm   |
| *Peso con líquidos:  | 32kg   |
| *Peso bruto:   | 38kg   |
| *Visualización parámetros:   | Pantalla LCD   |
| *Voltaje de suministro / frecuencia:                               | 110/115V, 50/60 Hz   |
| *Accesorios:   | Cepillo, llave hexagonal, funda cubierta para cuchilla y bandeja de desechos |



### \*Características adicionales:

- Función principal de avance y retroceso rápido.
- Función de protección de suspensión automática ("Auto-sleep")
- Programa de configuración fácil de operar.
- La rotación de la manivela es muy ligera.
- Diseño único con abrazadera ajustable para la muestra, libre de mantenimiento.

En atención especial a nuestros clientes y por seguridad de los usuarios, todos los equipos incluyen su instructivo en español, con información útil e importante para un mejor uso, desempeño y obtención del máximo aprovechamiento.



Garantía: 1 año  
Fabricación: USA  
Marca: ECOSHEL

[www.rivasa.com.mx](http://www.rivasa.com.mx)

