

Balanza Digital 300 g/0.1 mg, Huazhi
HZ-PTXFA300



Característica:

- -Sensor de bloque mono mono
- -Automática Función de calibración interna inteligente
- -Seis niveles de función anti-choque ajustable
- -Pantalla LCD grande
- -Tiempo de estabilidad de pesaje ajustable
- -20 Escudo de la unidad: g, ct, lb, onza, ozt, GN, dwt, N, t, T / A / R.
- -Ajuste con línea RS232 / USB
- -Modo de pesaje predeterminado automáticamente
- -Configuración de hora y fecha
- -Con debajo del gancho
- -Con la temperatura de visualización

Modo de aplicación:

- -Función de pesaje porcentual
- -Medición de la densidad
- -Con función de pesaje dinámico
- -Modo de pesaje y conteo seleccionable
- -Función de fijación de precios
- -Función de alto peso bajo
- -Función de pesaje ligero / neto / tara
- -Función de retención de pico
- -Función de Acumulación

Número de artículo	Rango de pesaje (kg)	Legibilidad (g)	Repetitividad (g)	Linealidad (g)	Ambiente (°C)	Tamaño de la bandeja (mm)	Tamaño de la cubierta	Tiempo de calentamiento
HZ-PTXFA300	300	0.1	± 0.2	± 0.2	20±2.5	Ø90	320x310x120	30-60

www.heedding.com