

# CENTRIFUGA REFRIGERADA MODELO CENTRIFICIENT VI-HIGH MARCA CRM GLOBE



Centrífuga refrigerada de gran velocidad, ideal para campos como clínico diagnóstico, médico, bioquímica, genética, inmunología, hospitales y laboratorios de investigación, así como bancos de sangre.

## CARACTERÍSTICAS

- Velocidad máxima: 16,500 rpm
- Control de velocidad, tiempo, RFC: digital
- Máxima RFC: 30642 Xg
- Rango de tiempo: 1 min - 9 horas 59 min
- Máxima capacidad: 750ml x 4
- Dimensiones: 725x600x440 mm

El equipo incluye 2 rotor de los mencionados a continuación:

Nota: Si requiere un rotor extra se puede cotizar por separado.

DATOS TÉCNICOS	
VELOCIDAD	RA: 21,000 RPM RB: 16,500 RPM RC: 15,000 RPM RD: 13,000 RPM RE: 4,000 RPM
CAPACIDAD	RA: 12 tubos 1.5/2.2 mL RB: 12 tubos 5 mL RC: 12 tubos 10 mL RD: 6 tubos 50 mL RE: 4 tubos 750 mL
MAXIMA RCF	RA: 30,612 xg RB: 19,175 xg RC: 23,120 xg RD: 17,940 xg RE: 3,780 xg
RANGO EN LA VELOCIDAD	±20°C a 40°C
SONIDO MENOR A	60 dB
RANGO EN LA VELOCIDAD	1 minuto a 99 horas, 59 min
PESO	75 Kg
DIMENSIONES	725 x 600 x 440 mm
ALIMENTACIÓN	120V, 50Hz, 5A
GARANTÍA	1 año

