

CENTRIFUGA CLINICA DM0412P PROTOCOLOS PRP, PRF, CGF 300-4500 RPM / 10 RPM.

La centrífuga clínica DM0412P es un equipo especializado que provee al usuario practicidad y rápida operatividad al contar con tres protocolos de trabajo pre configurados, a seleccionar: PRP (Platelet Rich Plasma), PRF (Platelet Rich Fibrin) y CGF (Concentrated Growth Factor). Dichos protocolos favorecen una óptima y eficiente separación de las fases sanguíneas, en función de los requerimientos del usuario y el uso posterior de cada proporción sanguínea; ya sea en medicina regenerativa, odontología de implantes dentales, cirugía oral o cirugías de reconstrucción facial. De manera adicional, la centrífuga clínica DM0412P cuenta con la posibilidad de almacenar hasta 9 ciclos de centrifugación con un máximo de 6 pasos diferentes (o cambios en velocidad y tiempo) y ejecutarlos según las necesidades del usuario. Por otra parte, el equipo incluye adaptadores compatibles con varios tubos de diferentes capacidades, todo lo anterior lo convierten en un equipo de uso amigable para laboratorios de cosmetología, odontología, ortopedia, cirugía estética o bucal, etc.

CARACTERISTICAS:

Velocidad máxima: 300-4500 rpm, incrementos de 10 rpm.

RFC máxima: 2490xg, incrementos de 10xg

Capacidad máxima

- 12 tubos de vacío de 10 ml, 7 ml, 5 ml
- 8 tubos de vacío de 15 ml

Protocolos pre-configurados

- PRF: 2690 rpm x 7 min.
- PRP: 3480 rpm x 3 min.
- CGF: Paso 1: 2600 rpm x 2 min.
- Paso 2: 2300 rpm x 4 min.
- Paso 3: 2600 rpm x 7 min.

Temporizador: 30 segundos – 99 minutos

Visualizador de parámetros: pantalla LED

Ruido: 56 dB

Dimensiones (mm): 280 (L) X 364 (W) x 266 (H)

Peso: Kg

Motor impulsor: Libre de mantenimiento

Condiciones de operación

- Temperatura: 2° C – 40° C
- Máxima Humedad: 80%

Clase de protección del dispositivo: I (A prueba de explosión)

Alimentación: 100 – 240 V, 50/60 Hz, 3 A

Características adicionales

- Dispositivos de seguridad: Bloqueo de puerta, detector de exceso de velocidad, código de error en la pantalla.
- Alarma al término del funcionamiento
- Indicativos de operación, estado de la puerta y tiempo programación establecida en la pantalla.
- Alarmas de sonido y apertura automática de la puerta al finalizar el tiempo de centrifugación.

Accesorios incluidos:

- Adaptadores para 18 tubos de fondo cilíndrico
- 18 bloques adaptadores para compensación de tamaño
- Desarmador cruz
- Desarmador hexagonal de 8 mm
- Cable de alimentación

www.heeding.com

Science
MED
Finland Technology

