

CENTRIFUGA CLINICA PARA 6 TUBOS MODELO SM0406S. SCIENCE MED



Equipo ideal para obtención de suero, precipitados de sales insolubles, separación de componentes, análisis de orina, y en general, procedimientos que requieran centrifugación a baja velocidad. Diseño moderno, equipado con rotor de ángulo fijo y fácil de operar. Ampliamente utilizado en laboratorios de diagnóstico, bioquímica, institutos de investigación, universidades, hospitales, clínicas, bancos de sangre, etc.

Características:

- Intervalo de velocidad: 300 - 5000 rpm
- Precisión: ± 20 rpm
RFC máxima: 2600 xg
Capacidad del rotor: 6 tubos de 15, 10, 7, 5, 4, 2, o 1.5 mL
Temporizador: 30 segundos - 99 minutos
Tipo de motor: Motor de corriente continua (CC) sin escobillas
- Memoria de almacenamiento: 2 programas
Dimensiones: 300 x 240 x 180 mm
Peso: 5.2 kg
Potencia: 70 W
Alimentación: 100-240V, 50/60Hz

Características adicionales

- Diseño compacto con patas tipo ventosa para óptima estabilidad.
- Equipo versátil, admite diferentes capacidades de tubos, incluyendo tubos Vacutainer®.
- Funcionamiento continuo o con temporizador, operación sencilla y silenciosa.
- Motor libre de mantenimiento.
- Alarma auditiva y desbloqueo automático de la tapa al finalizar el tiempo de operación programado.
- Configuración rápida de la velocidad en rpm o RFC.
- Cuenta con dos perfiles de desaceleración para ampliar sus aplicaciones.
- Mecanismo de apertura de emergencia.

Accesorios incluidos

- Adaptadores
- Desarmador de caja
- Eliminador
- Manual de operación

www.heedding.com

