

CENTRÍFUGA DIGITAL DE MESA. MODELO VE-4000



La Centrífuga digital VELAB VE-4000 es económica, eficiente, confiable, segura, durable, silenciosa y fácil de limpiar. Se trata de un equipo con diseño moderno y funcionamiento de tipo electromagnético que no utiliza carbones. Su potente rotor sin cepillo (que no requiere mantenimiento), garantiza una excelente separación, limpia y completa, de los componentes de una mezcla.

Cuenta con patas de tipo ventosa antideslizante para fijarla a la mesa. Su temporizador digital y su pantalla legible brindan un control total del ciclo de centrifugado.

CARACTERÍSTICAS:

- Intervalo de velocidad: 100 - 4000 RPM
- Intervalo de RCF: 10 - 1780 xg
- Incremento de velocidad: 10 rpm
- Incremento de RFC 10 xg
- Rotor incluido: 8 tubos de 10 ml / 15 ml
- Rango tiempo programable: 1 - 99 min.
- Peso: 10 kg
- Dimensiones: 260 x 180 x 296 mm
- Alimentación: CA 120V ,50/60Hz
- Accesorios no incluidos
- Rotor 12 lugares para 8.5/10 ml

heeding.com