

Centrifuga para PRP Modelo CENTRIFICIENT PRP-4 Marca CRM Globe



DESCRIPCIÓN

La centrífuga es un equipo que realiza la separación de los componentes celulares a altas velocidades, equipo muy utilizable en laboratorios clínicos, investigación e industria, cuentan con un sistema de seguridad que al abrir la tapa del equipo se para automáticamente el rotor evitando accidentes y derramamiento de líquido además de muy fácil operación ya que el panel puede utilizarse incluso con guantes.

CARACTERÍSTICAS

Equipo diseñado especialmente para trasplantar plasma rico en plaquetas (PRP). Con este equipo no se logra solamente la extracción eficiente del PRP sino que logra ahorrar tiempo y esfuerzo en los hospitales o clínicas, equipo único en el mercado.

Velocidad Máxima: 4000 RPM

Capacidad máxima: 50 ml x 4

Máxima RFC: 2220 xg

Rango de tiempo: 0-99 minutos

Rotor fijo a escoger:

- 4 tubos x 50ml
- 12 tubos x 7ml / 15ml / 20ml

Dimensiones: 330x420x280 mm

Peso: 14 Kg

Alimentación: 120 V / 50 Hz

Características adicionales:

- Electromagnética libre de mantenimiento.

www.heedding.com