

Centrífuga para Modelo CENTRIFICIENTPRO Marca CRM Globe



DESCRIPCIÓN

Equipo que realiza separación de componentes, ampliamente utilizado en laboratorios clínicos, de investigación e industria, cuenta con un sistema de seguridad de paro automático al abrir la tapa para evitar accidentes o derrame de la muestra, tiene una fácil operación, y un programa de memoria que guarda la última configuración.

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 120V / 60Hz

Rango de velocidad: 1000-4000 rpm; incremento: 500 rpm

Temporizador: 1-60 min

Capacidad: 6 x 15 ml

RFC máximo: 1790 xg

Potencia: 80w

www.heeding.com