



DESODORIZADOR DE ACEITES MARCA PRENDO

El aparato esta diseñado para producir nano fibras largas y continuas, bajo la influencia del alto voltaje, hechas a partir de una solución de polímeros cargados electrostáticamente.

EL equipo cuenta con sistema vertical que evita derrames y se aprovecha mejor el producto para crear nano fibras.

Esta unidad cuenta con:

- Cabina con ventana de acrílico de 10mm.
- Compartimiento de control fabricado en acero con recubrimiento epóxico.
- Cilindro giratorio con variador de velocidad.
- Mecanismo programable de va y ven para inyector simple o coaxial.
- Fuente opcional de 0 a 35 o de 0 a 50 KV variable.
- Sistema programable para dosificación de jeringa.
- Cable para alimentación eléctrica a 120V 60Hz.
- Mueble: Exterior: de acero galvanizado con recubrimiento epóxico. Interior: Charola de acero inoxidable.



Datos técnicos		
Modelo	EDA-500	EDA-500V
	Equipo desodorizador de aceites	Equipo desodorizador de aceites con control de vacio
Voltaje	120V	
Corriente	7A	
Potencia	840W	
Dimensiones ext. (frente x fondo x alto) cm	50 x 50 x 52	