

DESTILADOR **AUTOMÁTICO** DE AGUA DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICA MODELO DZ5Z MARCA SHANGHAI

Destilador **automático** de agua de calefacción eléctrica Modelo DZ5Z

Este destilador está diseñado especialmente para los campos médicos, la atención sanitaria, la investigación científica, la industria de la química, las universidades, el laboratorio etc.

Uso de agua del grifo.

Seguro, estable, bien estructurado y fácil de usar.

Descarga de Agua $\geq 5L/hora$

Rendimiento y características:

1. Hecho totalmente de acero inoxidable.
2. Sistema de suministro de agua automático
3. El condensador está hecho de tubo de acero inoxidable, con muy buenos efectos de enfriamiento y gran capacidad de producción del agua.
4. El agua condensada y el vapor de alta temperatura retornan al tambor de vaporización ahorrando agua y energía.
5. La válvula de drenaje puede empujar el agua en el contenedor, previniendo que se desparrame.
6. Cuando falla el suministro del agua de alimentación automáticamente se detendrá el calentamiento. Cuando el agua circulante alcance el nivel normal, entonces continuará calentando.
7. El boiler interior está hecho de cobre, asegura una alta eficacia térmica.
8. La percolación, empujando el amoníaco, dividiendo el agua y el vapor
9. Medidas externas: Diámetro x altura: 31x70 cm
10. Dimensiones con empaque 35x34*78 cm
11. Peso 7.1 Kg

Opera a 220V/60Hz. Consumo (kW) 4.5



Tels: (55) 3873-0603, 3873-0604,
WhatsApp: 5510713001

www.heedding.com