

Dispensador Códigos 7440110, 7442525, 7440550 Marca Science Med



DESCRIPCIÓN

Dispensador acoplable a frascos convencionales, para efectuar dosificaciones en diversos campos de aplicación. Fácil de ajustar el volumen seleccionado.

CARACTERÍSTICAS

CATÁLOGO	VOLUMEN	GRADUACIÓN	EXACTITUD
7440110	1-10 ml	0.2 ml	-+0.5 %
7442525	2.5 - 25 ml	0.5 ml	-+ 0.5 %
7440550	5-50 ml,	1 ml	-+0.5 %