

Dispensador digital. Modelo SMEDiFlow Marca Science Med



DESCRIPCIÓN

El dispensador digital ofrece alta precisión y exactitud, la elevación del motor reduce el esfuerzo físico por lo que permite procesos más eficientes. Cuenta con un microprocesador con el se configuran todos los parámetros, una pantalla LCD que permite una operación fácil, el equipo cuenta con dos modos de operación: dispensador y función paso a paso.

CARACTERÍSTICAS

Rango de volumen: 0.01 ml - 99.99 ml

Elevación máxima del pistón: 10ml

Resolución: 100 μ l

Exactitud del volumen del dispensador:

- DR=10ml \pm 30 μ l
- CV=10ml \pm 10 μ l

Exactitud del volumen del dispensador gota a gota:

- R=1ml \pm 6 μ l
- CV=1ml \pm 9 μ l

Temperatura de operación: 10-30°C

Tipo de control: externo

Control de calidad: DIN EN ISO 8655

www.heedding.com