



MICROSCOPIO INDUSTRIAL CON PANTALLA LCD ESTEREOSCÓPICO.

Estereoscopio digital recomendado en la industria para documentación de pruebas, análisis e inspección de ensamblaje de productos, así como en investigación y educación para observación de muestras biológicas y disección. Cuenta con herramientas de edición, señalamiento (puntero de mira y flecha de puntero) y medición de muestra (regleta en color rojo, azul, blanco, negro y verde).

Características:

Cabeza: Fija con cámara digital de 4.0MP integrada, interfaz mini USB, USB HDMI, memoria de 16GB y ranura para tarjeta SD. Pantalla táctil 10", IPS con resolución HD, ajustable de -5° a 15° y software SOPTOP de microscopía incorporado para edición de capturas.

Objetivo: Sistema zoom de 0.7X, 1X, 1.5X, 2X, 3X, 4X y 5X

Cuerpo: Estativo, robusto y reforzado con acabado en pintura epóxica.

Enfoque: Macrométrico antiderrapante.

Iluminación: Anillo LED de luces independientes con intensidad variable y color de temperatura 5000-5500K.

Alimentación: CA120V, 50/60Hz.

Accesorios incluidos

- Cable USB
- Cable HDMI
- Cable trifásico

