



ESTERILIZADOR POR RADIACIÓN ULTRAVIOLETA

MARCA PRENDO

Elimina el 99.9% de microorganismos, alterando su ADN y creando un efecto destructivo de la radiación sobre las bacterias, hongos, virus y demás organismos patógenos.

Cuenta con lámparas germicidas de 254 nm que aseguran la destrucción de los organismos.

Esta equipado con cámara interna que permite ver el comportamiento de los productos desde su computadora.

Esta unidad cuenta con:

- Desplazador de Temperatura Digital.
- Mueble de acero galvanizado con recubrimiento epoxipoliéster con un interior de acero inoxidable.
- 1 Charola de acero inoxidable.
- 5 Lámpara UV.
- Temporizador
- Cámara de video
- Botón de encendido
- Cable de alimentación eléctrica a 120V/60Hz



Datos técnicos	
Volts	120V
Watts	50w
Amperaje	1A
Dimensiones Exteriores	37.6x36.5x65
Dimensiones Interiores	25x30x32.3

www.heeding.com