


## APARATO PARA EXTRACCIÓN DE GRASAS POR EL MÉTODO SOXHLET DE UNA PLAZA, INCLUYE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS



MC500 Mantilla de calentamiento con gabinete de acero inoxidable, aislamiento de fibra cerámica, con control de voltaje, para matraz de 500 ml. Alcanza una temperatura de hasta 450°C. Opera con 120 volts. Marca: Fab. Nal.

- Un soporte tripie con varilla de 80 cms. De largo. AA320-175
- Dos pinzas de 3 dedos con extension, acepta objetos de hasta 6 cm. de diametro.
- Dos aseguradores dobles Aparato Soxhlet de vidrio borosilicato, consiste de matraz de 500 ml. con junta 24/40, extractor con juntas 45/50 y 24/40 y condensado con junta 45/50.
- Cartuchos de extracción de celulosa de 22 x 80 mm de diámetro Caja con 25 Cartuchos. 1 Caja. CHMLAB

